



CATÁLOGO
2025

LÍNEA SPA



MEDYLENS
INDUMENTARIA DESCARTABLE

 @medylens.ec



@medylens



0980301984



www.medylens.com.ec

Índice

Productos No Estériles	7
Bata manga larga con puño.....	8
Bata manga larga con puño Básica.....	9
Bata manga larga con puño elástico.....	10
Bata Paciente	11
Bata Paciente apertura en el hombro.....	12
Bata Paciente pediátrica.....	13
Traje Quirúrgico	14
Overol con capucha y cierre.....	15
Mandil manga larga con velcro y puño.....	16
Mandil Odontológico.....	17
Blusa con broche.....	18
Delantal laminado	19
Bata de Lactancia.....	20
Falda para Ecografía	21
Gorro de Cirujano	22
Gorro de Cirujano con	23
filtro absorbente.....	23
Gorro Enfermera – Paciente 17 gr.	24
Babero Odontológico.....	25
Campos de Ojo	26
Campo Plano	27
Mascarillas quirúrgica con elástico.....	28
Mascarillas quirúrgica con tiras.....	29
Par cubre-zapato con antideslizante alto relieve	30
Par cubre-zapato con antideslizante.....	31
Par cubre-zapato sin antideslizante	32

Par cubre-zapato pediátrico	33
Par cubre-botas con tiras de amarre.....	34
Sábanas Descartables	35
Funda para almohada.....	36
Productos Línea SPA	37
Protector cabecera camilla SPA.....	38
Protector de pies para camilla.....	39
Brasier SPA.....	40
Top SPA.....	41
Tanga SPA tiras.....	42
Tanga SPA elástico	43
Tanga SPA elástico Hilo I	44
Tanga SPA elástico Hilo II.....	45
Calzón SPA unisex	46
Bóxer SPA	47
Tanga SPA elástico Hombre	48
Bata Strapless I	49
Bata Strapless II	50
Salida de baño	51
Cintillo SPA.....	52
Productos Línea Industrial.....	53
Chaleco.....	54
Par cubre-botas con tiras de amarre.....	55
Escafandra	56
Cubrebarba.....	57
Mandil manga larga con velcro y puño.....	58
Bata manga larga con puño elástico.....	59
Bata manga larga con puño Básica.....	60

Kits Descartables	61
Kit Cirujano Completo	62
Kit Cirujano Básico	63
Kit Traje Quirúrgico	64
Kit Paciente I.....	65
Kit Paciente II.....	66
Productos Estériles	67
Bata Cirujano + Envoltura + Toalla.....	68
Bata con Pechera	69
Bata Laminada.....	70
Campos de Ojo	71
Campo Simple	72
Campo Oftalmológico	73
Compresa Quirúrgica	74
Manga Punción Radial	75
Kit Manga Tracción.....	76
Paquetes Quirúrgicos	77
Paquete Cesárea	78
Paquete Parto.....	79
Paquete Cirugía Abdominal	80
Paquete Cirugía General	81
Paquete Cirugía Oftalmológica.....	82
Paquete Cirugía Implante Dental.....	83
Paquete de Hemodinámica	84
Paquete Laparotomía.....	85
Tabla de colores.....	86

Certificación ISO 9001:2015

¿Qué es la certificación ISO 9001:2015?

La norma ISO 9001:2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC).

Esta Norma se basa en un modelo de sistema de gestión que permite asegurar que la Empresa cumple con la capacidad para proveer sus servicios, garantizar la satisfacción del cliente y la mejora continua de sus procesos.

¿Por qué es importante la **certificación ISO 9001:2015**?

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, basado en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar).

Nos permite:

Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema de gestión de la calidad

Estimular a la empresa a mantener un proceso de mejora continua

Aumentar la motivación y participación de personal

Mejorar la gestión de los recursos

¿Por qué escoger MEDYLENS?

La certificación ISO 9001:2015 nos permite dar un excelente servicio al cliente, ya que contamos con los procesos establecidos para cumplir los requerimientos que se realicen.

Además, esta norma nos permite realizar con facilidad productos personalizados que se ajusten a las necesidades que nuestro cliente requiera, de esta forma, podemos brindar un servicio y una asistencia al cliente de calidad y confianza.



Material

SMS (Spunbond+Meltblown+Spunbond)

Es el resultado de unir técnicamente la tela SPUNBOND y la tela tipo MELT-BLOWN (micro fibras), la capa de Meltblown ofrece una barrera microbiológica y permeable al aire y la capa Spunbond ofrece resistencia al desgarro en ambas direcciones.



Composición: Spunbond 55% - Meltblown 45%

Características:

- Resistencia a la tracción y al desgarro.
- Alto Poder de cobertura.
- Baja generación de partículas.
- Alta Resistencia a la abrasión.
- Excelente permeabilidad al aire.
- Barrera al paso de fluidos y partículas.
- Excelente paso del agente esterilizante
- Gran suavidad y mayor uniformidad.
- De fácil manejo y aceptabilidad a los contornos.
- Alta barrera bacteriana.
- Excelente paso al paso del agente esterilizante.

Gramaje: 40 y 35 gr/m²

Color: Azul Quirúrgico.



Control de Exposición

La supervisión del control de exposición es una manera de distinguir visualmente los dispositivos médicos sin procesar de los ya procesados. Este método garantiza al operador que maneja los artículos procesados que el paquete o producto ha estado expuesto al proceso de esterilización, sin necesidad de abrirlo o inspeccionar los registros de control de carga. El control de exposición implica que la etiqueta pueda verse externamente y que cambie de color una vez expuesta al factor esterilizante.

Indumentaria Médica Descartable VS Indumentaria Médica de Tela Convencional

¿Estamos realmente protegidos de los agentes patógenos de nuestros pacientes?

Las batas quirúrgicas que emplean los profesionales, son usadas tradicionalmente para proteger a pacientes contra la contaminación proveniente del personal quirúrgico. La sangre cubre frecuentemente las batas durante la cirugía y contamina a menudo la ropa interior y la piel de los cirujanos.

Debido al alto riesgo de adquirir un agente patógeno por transmisión sanguínea al que están expuestos los cirujanos, las batas reusables y las descartables fueron evaluadas. Para cuantificar el paso de la sangre a través de estos dos tipos de vestuarios, 1440 muestras de tela de las batas fueron probadas contra sangre humana en un dispositivo diseñado para simular la presión abdominal durante cirugía.

Las presiones representativas (0.25 a 2.0 PSI) y los tiempos (1 segundos a 5 minutos) fueron estudiados.

Por encima de los 0.5 psi, los productos descartable Spun-bond/melt-blown/spun-bond (SMS) eran más resistente que la tela hilada. Las batas de tela que se encontraban totalmente nuevas, eran mucho mejores que aquellas que se habían lavado 40 veces. Los productos SMS expuestos dos veces a fluidos sanguíneos tenían una mayor protección que los productos de telas expuestos una sola vez.

Las batas disponibles en la actualidad presentan resistencia variable al paso de la sangre a través de ellas, solo aquellas con un refuerzo en plástico impermeable ofrece una protección completa.

Jeffrey W. Smith, MS, MPH, heces Nichols, MS, MD de Ronald

Publicado el 29 de Julio de 2012.



Productos Línea SPA

Protector cabecera camilla SPA

Código(s) de referencia: 289.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Medida estándar.

Presentación: Paquete de 100 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Protector desechable para cabeceras de camillas de masaje, adaptándose a cojines de medialuna y cunas faciales.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento



Protector de pies para camilla

Código(s) de referencia: 566

Dimensiones/Tallas Disponibles: 40 x 105 cm.

Presentación: Paquete de 10 unidades | Caja de cartón de 100 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m²

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Protector desechable para posar pies en camillas de masaje, brindando protección y comodidad.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.



Brasier SPA

Código(s) de referencia: 035.

Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 500 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Tiras de amarre.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Brasier descartable ideal para centros de spa y tratamientos estéticos.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.
- Empaque individual, preserva la asepsia.



Top SPA

Código(s) de referencia: 243.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 500 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Top descartable, ideal para tratamientos en spa y estética.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.
- Empaque individual, preserva la asepsia.



Tanga SPA tiras

Código(s) de referencia: 038.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 500 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Tiras de amarre.


Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Tanga descartable con tiras de ajuste, ideal para tratamientos en spa.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.
- Empaque individual, preserva la asepsia.



Tanga SPA elástico

Código(s) de referencia: 241.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 500 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.M.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Tanga con elástico, proporcionando ajuste seguro y comodidad.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.
- Empaque individual, preserva la asepsia.



Tanga SPA elástico Hilo I

Código(s) de referencia: 307.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 500 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Tanga con elástico, proporcionando ajuste seguro y comodidad. Este modelo más angosto, permite proteger la privacidad y realizar un mejor procedimiento.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.
- Empaque individual, preserva la asepsia.



Tanga SPA elástico Hilo II

Código(s) de referencia: 549.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 500 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.


Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Tanga con elástico, proporcionando ajuste seguro y comodidad. Este modelo tipo hilo permite proteger la privacidad y realizar un trabajo completo.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.
- Empaque individual, preserva la asepsia.



Calzón SPA unisex

Código(s) de referencia: 105.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 500 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Calzón desechable unisex diseñado para garantizar higiene y comodidad en entornos de spa y centros médicos.

Características:

- Material suave y transpirable para mayor confort.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Elástico flexible que asegura un ajuste cómodo y seguro.
- Empaque individual para preservar la asepsia.



Bóxer SPA

Código(s) de referencia: 242.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 300 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Bóxer desechable diseñado para ofrecer comodidad y protección en tratamientos de spa, clínicas y centros estéticos.

Características:

- Tela transpirable y resistente, evita el desgaste rápido.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Elástico de ajuste suave para mayor comodidad.
- Empaque individual para mantener la higiene.



Tanga SPA elástico Hombre

Código(s) de referencia: 464, 288.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Individual | Paquete de 100 unidades. | Caja de cartón de 300 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Azul y negro.

Descripción:

Tanga desechable para hombre, diseñada para ofrecer higiene y comodidad en entornos de spa y tratamientos médicos.

Características:

- Tela ligera y transpirable, evita la acumulación de calor.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Elástico flexible para un ajuste seguro y sin molestias.
- Empaque individual para preservar la asepsia.



Bata Strapless I

Código(s) de referencia: 127.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Paquete de 5 unidades | Caja de cartón de 100 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Bata strapless desechable, ideal para tratamientos estéticos y procedimientos médicos que requieren comodidad y cobertura.

Características:

- Tela suave y resistente, brinda confort sin irritaciones.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Cierre con velcro para un ajuste seguro y práctico.
- Diseño strapless que permite mayor libertad de movimiento.



Bata Strapless II

Código(s) de referencia: 334.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Paquete de 5 unidades | Caja de cartón de 100 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Elástico blanco.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Bata strapless con velcro de sujeción, ideal para spas y centros estéticos.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.



Salida de baño

Código(s) de referencia: 446.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Paquete de 15 unidades | Caja de cartón de 60 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Tiras de amarre.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Salida de baño con tiras de amarre, ideal para uso en spas y centros de bienestar.

Características:

- Material suave y resistente.
- Impermeabilidad parcial, protege contra líquidos y fluidos.
- Filtración al aire, evitando sofocamiento.



Cintillo SPA

Código(s) de referencia: 479.

Dimensiones/Tallas Disponibles: Talla estándar.

Presentación: Paquete de 100 unidades.

Material(es): Tela no tejida S.S. 40 g/m² | Hilo Elástico.

Colores Disponibles: Disponible en 13 colores. Consulta la tabla de colores en la página 86.

Descripción:

Cintillo desechable diseñado para brindar comodidad e higiene en tratamientos estéticos, spas y centros médicos.

Características:


- Tiras de amarre que aseguran un ajuste firme y cómodo.
- Tela suave y resistente, ideal para uso prolongado.
- Impermeable al paso de líquidos y fluidos, garantizando mayor higiene.
- Diseño transpirable que evita el sofocamiento.




Tabla de colores




Rosado




Lila



Celeste




Verde Limón




Naranja




Fucsia




Violeta




Azul




Turquesa



Capuchino



Negro



Gris



Blanco

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo realizo un pedido?

Puedes contactarnos a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes a nuestras redes sociales o escribirnos a nuestro WhatsApp de Ventas: +593 98 030 1984



¿Qué métodos de pago disponen?

Aceptamos los siguientes métodos de pago:

- Transferencias bancarias y depósitos.
- Pagos en efectivo.
- Pagos con cheque.
- Tarjetas de crédito Visa y Mastercard vía Payphone.

¿Cuál es el tiempo de entrega?

Si el producto está en stock, el envío se gestiona lo antes posible. Para fabricación, se consideran los tiempos de producción planificados. En productos personalizados y estériles, la esterilización añade aprox. 48 horas antes del despacho.

Estamos comprometidos con brindar productos de calidad y un servicio eficiente. Si tienes más dudas o necesitas asesoría, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!

MODO DE USO

Indumentaria Descartable



ANTES DE USAR:

- Verifique que el empaque esté intacto y que la prenda no presente daños visibles.



COLOCACIÓN ADECUADA:

- Lávese y desinféctese las manos antes de manipular la prenda.
- Ajustar correctamente las prendas para una máxima cobertura.



DURANTE SU USO:

- Evite tocarse la cara o ajustar constantemente la prenda para minimizar la contaminación cruzada.



RETIRO SEGURO:

- Quite la prenda con cuidado.
- Deseche inmediatamente en un contenedor adecuado para residuos biológicos.



HIGIENE POSTERIOR:

- Lave sus manos con agua y jabón.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

USO ÚNICO



No reutilizar ni lavar, ya que su efectividad disminuye tras el 1^{er} uso.

ALMACENAMIENTO



Mantener en un lugar seco, limpio y libre de humedad hasta su uso.

ELIMINACIÓN RESPONSABLE



Desechar según las normativas de residuos hospitalarios o peligrosos para evitar contaminación ambiental.



MEDYLENS
INDUMENTARIA DESCARTABLE

Nuestra **misión** es tu
PROTECCIÓN



Síguenos en nuestras redes



@medylens



@medylens.ec



0980301984



www.medylens.ec